


## Hi-Flow Suction Canisters (1200, 2000, and 3000cc) Hydrophobic Suction Canisters (1200 and 2000cc)

**INTENDED USE:** For the collection and disposal of aspirated fluids.

### DIRECTIONS FOR USE

- Hi-Flow Models Only: Gently shake lid to verify shut-off mechanism moves freely.
- Place lid on canister and press firmly around entire perimeter.
- Take right angle connectors (elbows) out of bags found in lid packages and apply tightly to patient and vacuum ports.  
**Note:** On Hi-Flow models only, the patient tube can be placed directly on patient port without an elbow if desired.
- Apply pour spout cap firmly over pour spout and apply tandem port cap tightly over tandem port if not being used.
- Attach patient tube to patient port and vacuum tube to vacuum port. Be sure tubing fits snugly.
- Check all caps and connections for proper seal. Test the assembly for vacuum leaks by turning on vacuum source and occluding the patient tubing with finger or thumb.
- To eliminate fluid contamination in vacuum line, make sure vacuum line is attached to vacuum port.



P = PATIENT  
V = VACUUM  
T = TANDEM  
S = POUR SPOUT

### DISPOSAL

- Turn off vacuum source and disconnect all tubing.
- Seal vacuum and patient ports with attached port caps.
- Remove canister from bracket and transport to disposal area. **Do not lift canister by lid.** The weight of the contents may cause the lid to separate from the canister.
- Dispose of according to hospital policy.

### ⚠ CAUTION

- ② **Single Use Only. Do not attempt to clean, sterilize or reuse canister.** Possible consequences of reuse include: 1) implosion, 2) fluid bypass, and 3) exposure to bloodborne pathogens.
- Do not** exceed vacuum level of 25" (640mm) Hg.
- Not recommended for use in liposuction procedures.
- Do not** apply continuous vacuum longer than 24 hours.
- Not intended as a measuring device, only for general reference, not specific measurement.
- Canister contents are considered potentially hazardous. Use appropriate PPE and handle accordingly.
- 📅 Check expiration date on canister for use-by-date (if applicable).
- 🌞 Store in a dark place. Long term exposure to light may compromise product performance and result in breakage during use.

**Loss of Vacuum:** Check that vacuum is on, canister is properly sealed, and that all connections are tight and tubing is not kinked. If loss continues, replace canister.


Report any product malfunctions or complaints to Replacement Parts Industries, Inc., 625 Cochran Street, Simi Valley, CA 93065 USA, Call 800-221-9723 • 818-882-8611 • Fax 818-882-7028. Or contact Bemis Manufacturing Co., 300 Mill Street, Sheboygan Falls, WI 53085 USA, Call 920-467-4621 • 800-558-7651 • Fax 800-499-8160.

## Depósitos para aspiración Hi-Flow (1200, 2000 y 3000 ml) Depósitos para aspiración hidrófobos (1200 y 2000 ml)

**USO INDICADO:** para la recolección y el desecho de líquidos aspirados.

### INDICACIONES DE USO

- Únicamente para los modelos Hi-Flow: agite suavemente la tapa para verificar que el mecanismo de cierre automático se mueve libremente.
- Coloque la tapa sobre el depósito y presione firmemente alrededor de todo el perímetro.
- Retire los conectores en ángulo recto (codos) de las bolsas situadas en los paquetes de tapas y colóquelos ajustados en los puertos de paciente y de aspiración.  
**Nota:** solo en el caso de los modelos Hi-Flow, si se prefiere, el tubo de paciente puede colocarse sin codo y directamente en el puerto de paciente.
- Ajuste firmemente las tapas correspondientes sobre el pico de vertido y el puerto de conexión en tándem si no están en uso.
- Conecte el tubo de paciente al puerto de paciente y el tubo de aspiración al puerto de aspiración. Asegúrese de que los tubos queden apretados al encajar.
- Verifique que todas las tapas y conexiones estén debidamente selladas. Encienda la fuente de vacío y ocluya los tubos de paciente con el dedo o el pulgar para determinar si hay fugas de vacío.
- Para evitar la contaminación con líquidos de la vía de aspiración, asegúrese de que la vía de aspiración esté conectada al puerto de aspiración.



P = PACIENTE  
V = VACÍO/ASPIRACIÓN  
T = CONEXIÓN EN  
TÁNDEM  
S = PICO DE VERTIDO

### ELIMINACIÓN DE DESECHOS

- Apague la fuente de vacío y desconecte todos los tubos.
- Cierre herméticamente los puertos de aspiración, de paciente y de conexión en tándem con las tapas unidas a los puertos.
- Retire el depósito del brazo y llévalo a la zona de eliminación. **No levante del depósito agarrándolo de la tapa.** El peso del contenido puede hacer que la tapa se salga del depósito.
- Deseche según las normativas del hospital.

### ⚠ PRECAUCIÓN

- ② **Para un solo uso. No intente limpiar, esterilizar ni reutilizar el depósito.** Las posibles consecuencias del reuso incluyen: 1) implosión, 2) desviación del fluido, y 3) exposición a microorganismos patógenos transmitidos por sangre.
- El nivel de vacío **no** debe superar los 640 mm Hg (25 pulg. Hg).
- No se recomienda el uso en procedimientos de liposucción.
- No** aplique vacío continuo durante más de 24 horas.
- No está destinado a utilizarse como dispositivo de medición, sino solo para mediciones de referencia y no específicas.
- El contenido del depósito se considera material potencialmente peligroso; manipule en consecuencia y utilice equipo de protección personal (PPE) adecuado.
- 📅 Compruebe la fecha de vencimiento del depósito para utilizarlo dentro del período de validez (si aplica).
- 🌞 Almacene en un lugar oscuro. La exposición prolongada a la luz podría afectar el rendimiento del producto y dar lugar a roturas durante el uso.

**Pérdida del vacío:** verifique que la fuente de vacío esté encendida, que el depósito esté adecuadamente sellado, que todas las conexiones estén ajustadas y que los tubos no estén retorcidos. Si el problema persiste, reemplace el depósito.

Reporte cualquier mal funcionamiento del producto o quejas a Replacement Parts Industries, Inc., 625 Cochran Street, Simi Valley, CA 93065 USA, Call 800-221-9723 • 818-882-8611 • Fax 818-882-7028. O contacto Bemis Manufacturing Co., 300 Mill Street, Sheboygan Falls, WI 53085 USA, Call 920-467-4621 • 800-558-7651 • Fax 800-499-8160.